

商品名: Magtrap™ <Magnetic separator>

商品コード: DD100

本品は研究用です

キットの内容:

DD100

コンポーネント	容量	保存温度
① Magtrap™ <Magnetic separator>	1 kit	室温

保存条件:

室温で保管してください。

強力な磁性体のため、取り扱いに十分注意してください。

※磁石は高温に弱いためオートクレーブ・乾熱滅菌はできません。

製品説明:

本製品は磁性体を内部に組み込んだ連結可能なチューブラックです。テストチューブ中の磁性粒子などを引き寄せ、バッファー交換を行うことができます。チューブラック上部は着脱可能で、全てのテストチューブを一度に磁性体から離すことが可能です。